

# Стопа LP Саймс. LP2



Вес пациента до 166кг  
Уровень активности K2-K4

- Конструкция разработана таким образом, что позволяет не только выдерживать большие нагрузки при ампутации по Саймсу, но и предоставить таким пациентам все основные преимущества карбоновой стопы.
- Проксимальная чашка стопы ламинируется непосредственно в гильзу.

## Спецификация:

Основной индекс: LP Саймс (LP2)

Размерный ряд: 22-31см

Вес пациента: до 166кг

Высота каблука: 10мм

Соединение: чаша под прямую ламинацию

Гарантия: Модуль стопы 2 года, оболочка 6 месяцев



## Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
1	44-59
2	60-68
3	69-77
4	78-88
5	89-100
6	101-116
7	117-130
8	131-147
9	148-166


## Артикул стопы



## Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
22-25	43	420
26-28	48	545
29-31	53	670

Все стопы измерены вместе с оболочкой.  
Измерения усреднены и могут варьироваться  
в зависимости от категории жесткости



Высота стопы измеряется вместе с оболочкой

## Дополнительные аксессуары



Сменная оболочка  
стопы (G3)  
(FTC-3M-1xxL-Rx)

Артикул оболочки стопы (при заказе отдельно)

FTC-3M-1  L- R

Размер  
22-31cm

Сторона  
L-Левая  
R-Правая



Чаша под  
ламинацию  
(ACC-00-162)



Разделительный носок  
12", 14", 18"  
(ACC-00-101xx)



Рожок для снятия  
оболочки  
(ACC-00-103)