

# Стопы Нитро Раннинг. FS6 и FS9



Вес пациента до 166кг  
Уровень активности K4

- Изготавливается индивидуально вручную для достижения оптимального вертикального совмещения волокон и запаса энергии.
- Проксимальный пирамидальный адаптер позволяет очень просто собрать протез.
- Категории жёсткости стопы специально адаптированы к весу и ударной нагрузке атлета.
- Открытый дизайн и простое крепление к гильзе снижает общий вес протеза.

## Спецификация:

Основной индекс:

FS6 - Высокий профиль

FS9 - Низкий профиль

Вес пациента: до 166кг

Время изготовления: 10 дней

Соединение: Пирамидальный адаптер

Гарантия: Модуль стопы 1 год



## Выбор категории жёсткости

Уровень ударной нагрузки		Вес, кг
Новичок	Профессионал	
1	1	44-52
1	2	53-59
2	3	60-68
3	4	69-77
4	5	78-88
5	6	89-100
6	7	101-116
7	8	117-130
8	9	131-147
9		148-166

## Артикул стопы




# Стопы Нитро Раннинг. FS6 и FS9

**Nitro высокого профиля** обеспечивает большой запас и возврат энергии из-за большей длины волокна. Лучше использовать высокий профиль всегда, когда это только возможно.

**Nitro низкого профиля** меньше по высоте и уже по ширине.

**Ширина:** высокого профиля=6,6см,  
низкого профиля=5см



## Габаритные размеры

Размер	Высота, мм	Вес, г
Высокий (FS6)	241	275
Низкий (FS9)	184	300

*Измерения усреднены и могут варьироваться в зависимости от категории жесткости*