

Стопа одноосная шарнирная. 1А1



Вес пациента до 100кг
Уровень активности K1-K2

Стопа предназначена пациентам с уровнем активности K1-K2, для протезов как голени, так и бедра, также и при двусторонней ампутацией на любом уровне, может применяться в протезах после вычленения в коленном и тазобедренном суставе.

Стопы изготавливаются в правом и левом исполнении.

Спецификация:

Основной индекс: 1А1

Вес пациента: до 100кг

Соединение: голеностопный шарнир

с пирамидальным адаптером

Гарантия: 2 года



Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
22	80	275
23	80	305
24	80	335
25	81	360
26	81	365
27	81	420
28	84	435
29	84	520
30	84	535

Голеностопный шарнир. 2А1



Вес пациента до 100кг
Уровень активности K1-K2

Голеностопный шарнир для одноосной стопы 1А1. Проксимальное крепление пирамида. Оснащен полиуретановым буфером для улучшения амортизации стопы в фазе опоры. Материал - сталь.

Спецификация:

Основной индекс: 2А1=22-25, 2А1=26-30

Вес пациента: до 100кг

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: 2 года



Габаритные размеры

Индекс	Размер стопы, см
2А1=22-25 (малый)	22-25
2А1=26-30 (большой)	26-30

Пластиковая крышка. 2A11

Вес пациента до 100кг
Уровень активности K1-K2



Пластиковая крышка для стопы 1A1. Универсальна для правого и левого исполнения стопы.

Служит для исключения повреждения облицовки при регулировке или замене стопы. Крепится путем приклеивания к косметической оболочке протеза.

Спецификация:

Основной индекс: 2A11

Вес пациента: до 100кг

Гарантия: 2 года



Стопа одноосная шарнирная (комплект). K1.1

Вес пациента до 100кг
Уровень активности K1-K2



Стопа одноосная шарнирная 1A1, в комплекте с голеностопным шарниром 2A1 (комплектуется в соответствии с размером стопы) и пластиковой крышкой 2A11.

Спецификация:

Основной индекс: K1.1

Вес пациента: до 100кг

Соединение: пирамидальный адаптер

Гарантия: 2 года

